




BHH MIKROMED



GROTOWKRĘTY

1.07.

PINS



BHH Mikromed sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracji
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym dokumencie są własnością intelektualną firmy BHH Mikromed sp. z o.o.

BHH Mikromed Sp. z o.o. reserves the right to make changes, the design of the product may slightly differ from the picture.
All content, materials and graphic elements placed in this document are the intellectual property of BHH Mikromed Sp. z o.o.


GROTOWKRĘTY / PINS

Revision 06

December 2018

CE 0197


Grotowkręt samowierzący typu APEX gładki Ø3,0-3,5mm
Apex pin self-drilling – smooth Ø3,0-3,5mm



L [mm]	A [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No	
		SS	
		ØD = 3,0mm	ØD = 3,5mm
60	15	363450	363501
	20	363451	363502
	25	363452	363503
	30	363453	363504
80	20	363454	363505
	25	363455	363506
	30	363456	363507
	35	363457	363508
95	40	363458	363509
	30	363459	363510
	35	363460	363511
	40	363461	363512
100	45	363462	363513
	50	363463	363514
	55	363464	363515
	30	363465	363516
125	35	363466	363517
	40	363467	363518
	45	363468	363519
	50	363469	363520
125	55	363470	363521
	30	363471	363522
	35	363472	363523
	40	363473	363524
	45	363474	363525
	50	363475	363526
125	55	363476	363527


L [mm]	A [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No	
		SS	
		ØD = 3,0mm	ØD = 3,5mm
135	30	363477	363528
	35	363478	363529
	40	363479	363530
	45	363480	363531
	50	363481	363532
	55	363482	363533
150	30	363483	363534
	35	363484	363535
	40	363485	363536
	45	363486	363537
	50	363487	363538
	55	363488	363539
175	30	363489	363540
	35	363490	363541
	40	363491	363542
	45	363492	363543
	50	363493	363544
	55	363494	363545
180	30	363495	363546
	35	363496	363547
	40	363497	363548
	45	363498	363549
	50	363499	363550
	55	363500	363551
200	30	-	363552
	35	-	363553
	40	-	363554
	45	-	363555
	50	-	363556
	55	-	363557

Grotokręt samowierzący APEX gładki z wyjęciem Apex pin self-drilling smooth with straight flute




L [mm]	A [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No	
		SS	
		ØD = 4,5mm	ØD = 5,0mm
		S = 3,2mm	S = 4,0mm
35		036033	036043
40		036034	036044
45		036035	036045

Grotokręt Schanza samogwintujący Schanz screw, self-tapping




L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No					
	SS					
	A = 25mm		A = 36mm			
	ØD = 2,5mm	ØD = 3,0mm	ØD = 4,0mm	ØD = 4,5mm	ØD = 5,0mm	ØD = 6,0mm
S = 2,0mm	S = 2,4mm	S = 3,2mm	S = 3,6mm	S = 4,0mm	S = 4,8mm	
60	362506	363006	364006	364506	365006	366006
70	362507	363007	364007	364507	365007	366007
80	362508	363008	364008	364508	365008	366008
90	362509	363009	364009	364509	365009	366009
100	362510	363010	364010	364510	365010	366010
110	362511	363011	364011	364511	365011	366011
120	362512	363012	364012	364512	365012	366012
130	362513	363013	364013	364513	365013	366013
140	362514	363014	364014	364514	365014	366014
150	362515	363015	364015	364515	365015	366015
160	362516	363016	364016	364516	365016	366016
170	362517	363017	364017	364517	365017	366017
180	362518	363018	364018	364518	365018	366018
190	362519	363019	364019	364519	365019	366019
200	362520	363020	364020	364520	365020	366020
210	362521	363021	364021	364521	365021	366021
220	362522	363022	364022	364522	365022	366022
250	362525	363025	364025	364525	365025	366025
280	362528	363028	364028	364528	365028	366028
300	362530	363030	364030	364530	365030	366030
320	362532	363032	364032	364532	365032	366032

Grotowkręt Schanza samowierzący z nacięciem co 10mm
 Schanz pin self-drilling with grooves at 10mm intervals




L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	SS			
	ØD = 3,0mm S = 2,4mm	ØD = 4,0mm S = 3,2mm	ØD = 5,0mm S = 4,0mm	ØD = 6,0mm S = 4,8mm
100	368310	368410	368510	368610
120	368312	368412	368512	368612
130	368313	368413	368513	368613
150	368315	368415	368515	368615
180	368318	368418	368518	368618
200	368320	368420	368520	368620
220	368322	368422	368522	368622
250	368325	368425	368525	368625
280	368328	368428	368528	368628
300	368330	368430	368530	368630
320	368332	368432	368532	368632

Grotowkręt Schanza HA 6,0 samogwintujący z gwintem M6
 Schanz screw HA 6,0 self-tapping with thread M6




L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
	SS
150	366000

Grotowkręt Schanza $\varnothing 2,0\text{mm}$
Schanz screw $\varnothing 2,0\text{mm}$




L [mm]	A [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
		$\varnothing D = 2,0\text{mm}$
		S = 1,6mm
200	25	362020
250		362025

Grotowkręt Steinmanna samowierzący z gwintem centralnym i ostrzem typu trokar
Steinmann pin self-drilling with central thread and trocar tip



L [mm]	A [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
		$\varnothing D = 6,5\text{mm}$
150	35	332015
180	50	332018
200	60	332020
220	66	332022
250	76	332025
280	86	332028

Grotowkręt samowierzący z gwintem kostnym HA 2,5 z ostrzem typu trokar
Pin self-drilling with thread HA 2,5 and trocar tip



L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
	SS
	$\varnothing D = 2,5\text{mm}$
200	369200
250	369250



BHH MIKROMED



Kontakt Contact

BHH MIKROMED Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza; Poland

tel. /+48 / 322 610 220,
fax /+48 / 322 646 885,
www.mikromed.pl