




01.02.01 WKRETY KOMPRESYJNE

HEADLESS COMPRESSION SCREW

BHH Mikromed sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracji
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym dokumencie są własnością intelektualną firmy BHH Mikromed sp. z o.o.

BHH Mikromed Sp. z o.o. reserves the right to make changes, the design of the product may slightly differ from the picture.
All content, materials and graphic elements placed in this document are the intellectual property of BHH Mikromed Sp. z o.o.

WKRĘTY KOMPRESYJNE / HEADLESS COMPRESSION SCREWS

Revision 01

September 2019

CE 0197



*Scaphoid, metacarpus
and head of radius bone fractures*



*Hallux valgus, matatrsus
and heel fractures*



Wkręt kompresyjny kaniulowany Ø2,5
Headless Conical Cannulated compression screw Ø2,5

ØD [mm]	L [mm]	Nr kat \ Cat No Non-sterile	Nr kat \ Cat No Sterile
Ø2,5	8	M.700.250.008	M.700.250.008.S
	10	M.700.250.010	M.700.250.010.S
	12	M.700.250.012	M.700.250.012.S
	14	M.700.250.014	M.700.250.014.S
	16	M.700.250.016	M.700.250.016.S
	18	M.700.250.018	M.700.250.018.S
	20	M.700.250.020	M.700.250.020.S
	22	M.700.250.022	M.700.250.022.S
	24	M.700.250.024	M.700.250.024.S
	26	M.700.250.026	M.700.250.026.S
	28	M.700.250.028	M.700.250.028.S
	30	M.700.250.030	M.700.250.030.S




Wkręt kompresyjny kaniulowany Ø3,5
Headless Conical Cannulated compression screw Ø3,5

ØD [mm]	L [mm]	Nr kat \ Cat No Non-sterile	Nr kat \ Cat No Sterile
Ø3,5	16	M.700.350.016	M.700.350.016.S
	18	M.700.350.018	M.700.350.018.S
	20	M.700.350.020	M.700.350.020.S
	22	M.700.350.022	M.700.350.022.S
	24	M.700.350.024	M.700.350.024.S
	26	M.700.350.026	M.700.350.026.S
	28	M.700.350.028	M.700.350.028.S
	30	M.700.350.030	M.700.350.030.S



Wkręt kompresyjny kaniulowany Ø4,5
Headless Conical Cannulated compression screw Ø4,5

ØD [mm]	L [mm]	Nr kat \ Cat No Non-sterile	Nr kat \ Cat No Sterile
Ø4,5	20	M.700.450.020	M.700.450.020.S
	22	M.700.450.022	M.700.450.022.S
	24	M.700.450.024	M.700.450.024.S
	26	M.700.450.026	M.700.450.026.S
	28	M.700.450.028	M.700.450.028.S
	30	M.700.450.030	M.700.450.030.S
	35	M.700.450.035	M.700.450.035.S
	40	M.700.450.040	M.700.450.040.S
	45	M.700.450.045	M.700.450.045.S
	50	M.700.450.050	M.700.450.050.S



Wkręt kompresyjny kaniulowany Ø7,0
Headless Conical Cannulated compression screw Ø7,0

ØD [mm]	L [mm]	Nr kat \ Cat No Non-sterile	Nr kat \ Cat No Sterile
Ø7,0	45	M.700.700.045	M.700.700.045.S
	50	M.700.700.050	M.700.700.050.S
	55	M.700.700.055	M.700.700.055.S
	60	M.700.700.060	M.700.700.060.S
	65	M.700.700.065	M.700.700.065.S
	70	M.700.700.070	M.700.700.070.S
	75	M.700.700.075	M.700.700.075.S
	80	M.700.700.080	M.700.700.080.S

Zestaw Instrumentarium do wkrętów kompresyjnych Ø2,5 i Ø3,5
Instruments Set for compression screws Ø2,5 and Ø3,5

Lp.	Nazwa elementu / Description	Nr katalog Catalog no.	Ilość pcs	Przenaczenie Intended use	
				Ø2,5	Ø3,5
1.	Gwóźdź prowadzący Ø0,8 L150 / Guide wire Ø0,8 L150	750150	2	X	-
2.	Gwóźdź prowadzący Ø1,0/M1 L150 / Guide wire Ø1,0/M1 L150	750155	2	-	X
3.	Prowadnik z miarką Ø0,8 / Sleeve with gauge Ø0,8	730208	1	X	-
4.	Prowadnik z miarką Ø1,2 / Sleeve with gauge Ø1,2	730210	1	-	X
5.	Wiertło kaniulowane Ø1,8/ Ø0,9 / Cannulated drill Ø1,8/ Ø0,9	713418	1	X	-
6.	Wiertło kaniulowane Ø2,7/ Ø1,2 / Cannulated drill Ø2,7/ Ø1,2	713427	1	-	X
7.	Pogłębiacz dla wkrętów Ø2,5 / Countersink Ø2,5	791208	1	X	-
8.	Pogłębiacz dla wkrętów Ø3,5 / Countersink Ø3,5	791210	1	-	X
9.	Grot heksagonalny kaniulowany S1,5 / Hexagonal screwdriver tip S1,5	078265	1	X	-
10.	Grot heksagonalny kaniulowany S2,0/ Hexagonal screwdriver tip S2,0	078270	1	-	X
11.	Prowadnik Ø1,8 / Drill sleeve Ø1,8	730018	1	X	-
12.	Prowadnik Ø2,7 / Drill sleeve Ø2,7	730027	1	-	X
13.	Miarka płaska / Length gauge	773040	1	X	-
14.	Miarka płaska / Length gauge	773045	1	-	X
15.	Rękojeść szybkołączna / Quick coupling handle	783200	1	X	X
16.	Paleta na instrumenty na wkręty kompresyjne Ø2,5 i Ø3,5 / Tray	500110	1	X	X
17.	Kontener / Container	540016	opcjonalnie		

Zestaw Instrumentarium do wkrętów kompresyjnych Ø4,5 i Ø7,0
Instruments Set for compression screws Ø4,5 and Ø7,0

Lp.	Nazwa elementu / Description	Nr katalog Catalog no.	Ilość pcs	Przenaczenie Intended use	
				Ø4,5	Ø7,0
1.	Gwóźdź prowadzący Ø1,5/M1,5 L210 / Guide wire Ø1,5/M1,5 L210	750160	2	X	-
2.	Gwóźdź prowadzący Ø2,5/M2,5 L210 / Guide wire Ø2,5/M2,5 L210	750165	2	-	X
3.	Prowadnik z miarką Ø1,7 / Sleeve with gauge Ø1,7	730215	1	X	-
4.	Prowadnik z miarką Ø2,7 / Sleeve with gauge Ø2,7	730220	1	-	X
5.	Wiertło kaniulowane Ø3,2/ Ø1,7 / Cannulated drill Ø3,2/ Ø1,7	713432	1	X	-
6.	Wiertło kaniulowane Ø5,0/ Ø2,7 / Cannulated drill Ø5,0/ Ø2,7	713450	1	-	X
7.	Pogłębiacz dla wkrętów Ø4,5 / Countersink Ø4,5	791215	1	X	-
8.	Pogłębiacz dla wkrętów Ø7,0 / Countersink Ø7,0	791220	1	-	X
9.	Grot heksagonalny kaniulowany S3,0 / Hexagonal screwdriver tip S3,0	078280	1	X	-
10.	Grot heksagonalny kaniulowany S4,0/ Hexagonal screwdriver tip S4,0	078290	1	-	X
11.	Prowadnik Ø3,2 / Drill sleeve Ø3,2	730032	1	X	-
12.	Prowadnik Ø5,0 / Drill sleeve Ø5,0	730050	1	-	X
13.	Miarka płaska / Length gauge	773050	1	X	-
14.	Miarka płaska / Length gauge	773055	1	-	X
15.	Rękojeść szybkołączna / Quick coupling handle	783200	1	X	X
16.	Paleta na instrumenty na wkręty kompresyjne Ø4,5 i Ø7,0 / Tray	500111	1	X	X
17.	Kontener / Container	540016	opcjonalnie		

**Instrumentarium
Instruments**

**Wiertło kaniulowane
Cannulated drill**

Średnica Diameter	Nr katalogowy Catalogue no.
Ø1,8/ Ø0,9	713418
Ø2,7 / Ø1,2	713427
Ø3,2 / Ø1,7	713432
Ø5,0 / Ø2,7	713450


**Prowadnik z miarką
Sleeve with gauge**

Ø gwoźdźa prowadzącego Guide wire dia	Nr katalogowy Catalogue no.
Ø0,8	730208
Ø1,0	730210
Ø1,5	730215
Ø2,5	730220


**Gwóźdź prowadzący
Guide wire**

Średnica Diameter	L[mm]	Nr katalogowy Catalogue no.
Ø0,8	150	750150
Ø1,0/M1	150	750155
Ø1,5/M1,5	210	750160
Ø2,5 /M2,5	210	750165



Grot heksagonalny kaniulowany
Hexagonal screwdriver tip

S	Ø kaniuli Cannulated hole	Nr katalogowy Catalogue no.
1,5	Ø0,9	078265
2,0	Ø1,2	078270
3,0	Ø1,7	078280
4,0	Ø2,7	078290



Miarka płaska
Length gauge

Ø wkręta Screw dia	Nr katalogowy Catalogue no.
2,5	773040
3,5	773045
4,5	773050
7	773055



Prowadnik
Drill sleeve

Ø Wiertła Drill dia.	Nr katalogowy Catalogue no.
Ø1,8	730018
Ø2,7	730027
Ø3,2	730032
Ø5,0	730050


Pogłębiacz dla wkrętów
Countersink

Ø wkręta Screw dia	Nr katalogowy Catalogue no.
2,5	791208
3,5	791210
4,5	791215
7	791220


Rękojeść szybkozłączna
Quick coupling handle

Nr katalogowy Catalogue no.
783200



Kontakt Contact

BHH MIKROMED Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza; Poland

tel. /+48 / 322 610 220,
fax /+48 / 322 646 885,
www.mikromed.pl