

05.04 **GWOŹDZIE KRĘTARZOWE SLIM**

TROCHANTERIC NAILS SLIM



BHH Mikromed sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracji
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym dokumencie są własnością intelektualną firmy BHH Mikromed sp. z o.o.


BHH Mikromed Sp. z o.o. reserves the right to make changes, the design of the product may slightly differ from the picture.
All content, materials and graphic elements placed in this document are the intellectual property of BHH Mikromed Sp. z o.o.

GWOŹDZIE KRĘTARZOWE SLIM / TROCHANTERIC NAILS SLIM

Revision 03


October 2021

CE 0197



Gwóźdź krętarzowy SLIM

Trochanteric nail PF SLIM Evolution



α [°]	L[mm]	Nr kat/ Cat No Non-sterile	
		Ø9mm	Ø11mm
125	170	355217T	357217T
	230	355223T	357223T
	280	355228T	357228T
130	170	355317T	357317T
	230	355323T	357323T
	280	355328T	357328T


α [°]	L[mm]	Nr kat/ Cat No Sterile	
		Ø9mm	Ø11mm
125	170	355217TS	357217TS
	230	355223TS	357223TS
	280	355228TS	357228TS
130	170	355317TS	357317TS
	230	355323TS	357323TS
	280	355328TS	357328TS

**Wkręt szyjkowy SLIM**

Dynamic screw for trochanteric PF SLIM Evolution nail

L [mm]	Nr kat/ Cat No Non-sterile
75	255075T
80	255080T
85	255085T
90	255090T
95	255095T
100	255100T
105	255105T
110	255110T
115	255115T
120	255120T
125	255125T
130	255130T

L [mm]	Nr kat/ Cat No Sterile
75	255075TS
80	255080TS
85	255085TS
90	255090TS
95	255095TS
100	255100TS
105	255105TS
110	255110TS
115	255115TS
120	255120TS
125	255125TS
130	255130TS

**Wkręt zaślepiający SLIM**

Cap screw for trochanteric PF SLIM Evolution nail

Nr katy/ Cat No
Non-sterile

255000T

Nr katy/ Cat No
Sterile

255000TS



Wkręt blokujący Ø4,9 mm
Locking bone screw Ø4,9 mm

L [mm]	Nr kat / Cat No Non-sterile
20	256020T
22	256022T
24	256024T
26	256026T
28	256028T
30	256030T
32	256032T
34	256034T
36	256036T
38	256038T
40	256040T
42	256042T
44	256044T
46	256046T
48	256048T
50	256050T
52	256052T
54	256054T
56	256056T
58	256058T
60	256060T

L [mm]	Nr kat / Cat No Sterile
20	256020TS
22	256022TS
24	256024TS
26	256026TS
28	256028TS
30	256030TS
32	256032TS
34	256034TS
36	256036TS
38	256038TS
40	256040TS
42	256042TS
44	256044TS
46	256046TS
48	256048TS
50	256050TS
52	256052TS
54	256054TS
56	256056TS
58	256058TS
60	256060TS

Zestaw instrumentarium do gwoździ krętarzowych Ø15,5
Instruments set for Ø15,5 trochanteric nails

Lp No	Nazwa Name	Sztuk w zestawie Quantity in set	Nr katalogowy Cat No
1	PROWADNICA GWOŹDZI KRĘTARZOWYCH 125° TARGETING DEVICE FOR NAILS 125°	1	753600
2	PROWADNICA GWOŹDZI KRĘTARZOWYCH 130° TARGETING DEVICE FOR NAILS 130°	1	753601
3	Tuleja łącząca Connecting sleeve	1	753650
4	Tuleja łącząca długa Connecting sleeve long	1	753655
5	Klucz kompresyjny Compression wrench	1	753420
6	Tuleja ochronna Ø15 Protective sleeve Ø15	1	753430
7	Tuleja ochronna Ø11,5 Protective sleeve Ø11,5	1	753440
8	Tuleja ochronna Ø10 Protective sleeve Ø10	1	753450
9	Tuleja ochronna Ø8 Protective sleeve Ø8	1	753460
10	Impaktor / Ekstraktor Impactor/extractor	1	753470
11	Wkrętak S3,5 Screwdriver S3,5	1	753480
12	Wkrętak S3,5 z chwytem szybkozłącznym Screwdriver S3,5 with quick-coupling	1	784211
13	Wkrętak kardanowy S3,5 z chwytem szybkozłącznym Cardan screwdrivers S3,5 with quick-coupling	1	753486
14	Miarka długości wkrętów blokujących Length gauge for locking screws	1	773101
15	Wiertło Ø4,0 x 320 Drill bit Ø4,0 x 320	1	712039
16	Wiertło stopniowane kaniulowane Ø10,5/6,8 Stepped cannulated drill Ø10,5/6,8	1	713112
17	Wkrętak kulisty S10 z chwytem szybkozłącznym Ball screwdriver S10 with quick-coupling	1	753475
18	Miarka długości wkrętów szyjkowy Length gauge for neck screw	1	773005
19	Wiertło kaniulowane Ø16,0 Cannulated drill Ø16,0	1	713160
20	Prowadnica ochronna z rączką Protective guide with handle	1	753481
21	Klucz płaski S12 Flat wrench S12	1	761230
22	Szydło kaniulowane wygięte Ø10,0 Curved awl cannulated Ø10,0	1	790135
23	Uchwyt wiertarski Chuck	1	763006
24	Gwóźdź prowadzący Ø3,0 / M3 x 450 Guide wire Ø3,0 / M3 x 450	4	750064
25	Uchwyt szybkozłączny T Quick-coupling T handle	1	753490
26	Kasetopaleta PFN SLIM 1 Tray PFN SLIM 1	1	500215
27	Kasetopaleta PFN SLIM 2 Tray PFN SLIM 2	1	500216

PROWADNICA GWOŹDZI KRĘTARZOWYCH
TARGETING DEVICE FOR NAILS




Nazwa Name	Nr katalogowy Cat No
PROWADNICA GWOŹDZI KRĘTARZOWYCH 125° TARGETING DEVICE FOR NAILS 125°	753600
PROWADNICA GWOŹDZI KRĘTARZOWYCH 130° TARGETING DEVICE FOR NAILS 130°	753601



Tuleja łącząca
 Connecting sleeve

Nr katalogowy/ Cat No

753650



Tuleja łącząca długa
 Connecting sleeve long

Nr katalogowy/ Cat No

753655



Impaktor / Ekstraktor
Impactor/extractor

Nr katalogowy/ Cat No

753470



Klucz płaski S12
Flat wrench S12

Nr katalogowy/ Cat No

761230



Tuleja ochronna Ø15
Protective sleeve Ø15

Nr katalogowy/ Cat No

753430



Tuleja ochronna Ø11,5
Protective sleeve Ø11,5

Nr katalogowy/ Cat No

753440



Tuleja ochronna Ø10
Protective sleeve Ø10

Nr katalogowy/ Cat No

753450



Tuleja ochronna Ø8
Protective sleeve Ø8

Nr katalogowy/ Cat No

753460



Wkrętak kardanowy S3,5 z chwytem szybkozłącznym
Cardan screwdrivers S3,5 with quick-coupling

Nr katalogowy/ Cat No

753486



Wkrętak S3,5
Screwdriver S3,5

Nr katalogowy/ Cat No

753480



Wkrętak S3,5 z chwytem szybkozłącznym
Screwdriver S3,5 with quick-coupling

Nr katalogowy/ Cat No

784211



Wkrętak kulist S10 z chwytem szybkozłącznym
Ball screwdriver S10 with quick-coupling

Nr katalogowy/ Cat No

753475



Klucz kompresyjny
Compression wrench

Nr katalogowy/ Cat No

753420



Wiertło stopniowane kaniulowane Ø10,5/6,8
Stepped cannulated drill Ø10,5/6,8

Nr katalogowy/ Cat No

713112



Wiertło Ø4,0 x 320
Drill bit Ø4,0 x 320

Nr katalogowy/ Cat No

712039



Wiertło kaniulowane Ø16mm
Cannulated drill Ø16mm

Nr katalogowy/ Cat No

713160



Prowadnica ochronna z rączką
Protective guide with handle

Nr katalogowy/ Cat No

753481



Miarka długości wkrętów blokujących
Length gauge for locking screws

Nr katalogowy/ Cat No

773101



Miarka długości wkrętów szyjkowy
Length gauge for neck screw

Nr katalogowy/ Cat No

773005



Szydło kaniulowane wygięte Ø10,0
Curved awl cannulated Ø10,0

Nr katalogowy/ Cat No

790135



Uchwyt wiertarski
Chuck

Nr katalogowy/ Cat No


763006



Gwóźdź prowadzący Ø3,0 / M3 x 450
Guide wire Ø3,0 / M3 x 450

Nr katalogowy/ Cat No

750064



Uchwyt szybkozłączny T
Quick-coupling T handle

Nr katalogowy/ Cat No

753490



Kasetopalety sterylizacyjne dla zestawu narzędzi dla gwoździ krętarzowych SLIM
Sterilization trays for set of instruments for SLIM trochanteric nails

Nazwa elementu Description	Nr katalogowy Cat No
Kasetopaleta PFN SLIM 1 Tray PFN SLIM 1	500215
Kasetopaleta PFN SLIM 2 Tray PFN SLIM 2	500216



BHH MIKROMED



Kontakt Contact

BHH MIKROMED Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza; Poland

tel. /+48 / 322 610 220,
fax /+48 / 322 646 885,
www.mikromed.pl