

STABILIZATOR PŁYTKOWY ZESPOL

7.01.

ZESPOL PLATE STABILIZER

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z.o.o
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z.o.o.)


STABILIZATOR PŁYTKOWY ZESPOL / ZESPOL PLATE STABILIZER

Revision 01

October 2013



Płytki / Plates



Płytką samodociskowa wąska ZESPOL mikro
Narrow plate self-compressing ZESPOL micro


Otwory / Holes	A [mm]	L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
2	8	16	123402
2	16	24	123502
4	8	32	123404
4	16	40	123504
6	16	56	123406
6	32	72	123506

Płytką ZESPOL mini samodociskowa 11 x 4mm
Plate ZESPOL mini self-compress 11 x 4 mm

Otwory / Holes	A [mm]	L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
4	32	78	122404
4	48	94	122504
5	32	94	122405
5	48	110	122505
6	32	110	122406
6	48	126	122506
6	64	142	122606

Płytką samodociskowa szeroka ZESPOL
Wide plate self-compressing ZESPOL

Otwory / Holes	A [mm]	L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
4	32	82	121404
4	48	98	121504
5	32	98	121405
5	48	114	121505
6	32	114	121406
6	48	130	121506
6	64	146	121606
6	80	162	121706
8	32	146	121408
8	48	162	121508
8	64	178	121608
8	80	194	121708



Płytko udowa ZESPOL standard
Femoral plate ZESPOL standard

Otworki / Holes	A [mm]	L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
6	48	130	124506
6	64	146	124606
6	80	162	124706
8	48	162	124508
8	64	178	124608
8	80	194	124708



Płytko hakowa ZESPOL mini L=85mm
Hook plate ZESPOL mini L=85mm

Nr katalogowy / Catalogue No

181410



Płytko łokciowa ZESPOL mini L=77mm
Elbow plate ZESPOL mini L=77mm

Nr katalogowy / Catalogue No

181420



Płytko łokciowa ZESPOL standard L=90mm
Elbow plate ZESPOL standard L=90mm

Nr katalogowy / Catalogue No

181421



**Płytko do nasady kości ramiennej ZESPOL mini
L=68mm**
Shoulder plate ZESPOL mini L=68mm

Nr katalogowy / Catalogue No

181430



**Płytko do nasady kości ramiennej ZESPOL
standard L=85mm**
Shoulder plate ZESPOL standard L=85mm

Nr katalogowy / Catalogue No

181431



Płytko widelcowa ZESPOL mini L=90mm
Fork plate ZESPOL mini L=90mm

Nr katalogowy / Catalogue No


181440



Płytko widelcowa ZESPOL standard L=105mm
Fork plate ZESPOL standard L=105mm

Nr katalogowy / Catalogue No


181441



Płytko Y ZESPOL standard L=100mm
Y plate ZESPOL standard L=100mm

Nr katalogowy / Catalogue No

183445



Płytkę T ZESPOL do nasad
T plate ZESPOL

Otwory / Holes	H [mm]	L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
			SS
6	20	90	182420
6	26	90	182426
7	20	106	182520
7	26	106	182526


Wkręty kostne / Bone screws

Wkręt do kości korowej ZESPOL mini Ø4,0mm Cortex screw ZESPOL mini Ø4,0mm



L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	 Niesamogwintujące Non self-tapping		 Samogwintujące Self-tapping	
	G=6,5mm	G=11mm	G=6,5mm	G=11mm
12	241412	241612	251412	251612
14	241414	241614	251414	251614
16	241416	241616	251416	251616
18	241418	241618	251418	251618
20	241420	241620	251420	251620
22	241422	241622	251422	251622
24	241424	241624	251424	251624
26	241426	241626	251426	251626
28	241428	241628	251428	251628
30	241430	241630	251430	251630
32	241432	241632	251432	251632
34	241434	241634	251434	251634
36	241436	241636	251436	251636
38	241438	241638	251438	251638
40	241440	241640	251440	251640


Wkręt do kości korowej ZESPOL mini Ø4,5mm
Cortex screw ZESPOL mini Ø4,5mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	 Niesamogwintujące Non self-tapping		 Samogwintujące Self-tapping	
	G=6,5mm	G=11mm	G=6,5mm	G=11mm
20	202420	202620	212420	212620
22	202422	202622	212422	212622
24	202424	202624	212424	212624
26	202426	202626	212426	212626
28	202428	202628	212428	212628
30	202430	202630	212430	212630
32	202432	202632	212432	212632
34	202434	202634	212434	212634
36	202436	202636	212436	212636
38	202438	202638	212438	212638
40	202440	202640	212440	212640
42	202442	202642	212442	212642
44	202444	202644	212444	212644
46	202446	202646	212446	212646
48	202448	202648	212448	212648
50	202450	202650	212450	212650




Wkręt do kości korowej ZESPOL standard Ø4,5mm
 Cortex screw ZESPOL standard Ø4,5mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	 Niesamogwintujące Non self-tapping		 Samogwintujące Self-tapping	
	G=7,5mm	G=12mm	G=7,5mm	G=12mm
24	200424	200624	210424	210624
26	200426	200626	210426	210626
28	200428	200628	210428	210628
30	200430	200630	210430	210630
32	200432	200632	210432	210632
34	200434	200634	210434	210634
36	200436	200636	210436	210636
38	200438	200638	210438	210638
40	200440	200640	210440	210640
42	200442	200642	210442	210642
44	200444	200644	210444	210644
46	200446	200646	210446	210646
48	200448	200648	210448	210648
50	200450	200650	210450	210650




Wkręt do kości korowej ZESPOL standard Ø5,0mm
Cortex screw ZESPOL standard Ø5,0mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	Niesamogwintujący Non self-tapping		Samogwintujący Self-tapping	
	G=7,5mm	G=12mm	G=7,5mm	G=12mm
30	201430	201630	211430	211630
35	201435	201635	211435	211635
40	201440	201640	211440	211640
45	201445	201645	211445	211645
50	201450	201650	211450	211650
55	201455	201655	211455	211655
60	201460	201660	211460	211660






Wkręt do kości drobnych ZESPOL mikro Ø2,7mm
Screw for small bones ZESPOL micro Ø2,7mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	Niesamogwintujący Non self-tapping		Samogwintujący Self-tapping	
	G=4,5mm	G=6,2mm	G=4,5mm	G=6,2mm
8	221408	221608	231408	231608
10	221410	221610	231410	231610
12	221412	221612	231412	231612
14	221414	221614	231414	231614
16	221416	221616	231416	231616
18	221418	221618	231418	231618
20	221420	221620	231420	231620
22	221422	221622	231422	231622
24	221424	221624	231424	231624






Wkręt do kości drobnych ZESPOL mikro Ø3,5mm
Screw for small bones ZESPOL micro Ø3,5mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	 Niesamogwintujący Non self-tapping		 Samogwintujący Self-tapping	
	G=4,5mm	G=6,2mm	G=4,5mm	G=6,2mm
10	224410	224610	234410	234610
12	224412	224612	234412	234612
14	224414	224614	234414	234614
16	224416	224616	234416	234616
18	224418	224618	234418	234618
20	224420	224620	234420	234620
22	224422	224622	234422	234622
24	224424	224624	234424	234624
26	224426	224626	234426	234626
28	224428	224628	234428	234628
30	224430	224630	234430	234630
32	224432	224632	234432	234632
34	224434	224634	234434	234634




Wkręt do kości gąbczastej ZESPOL Ø6,5mm
Cancellous screw ZESPOL Ø6,5mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	 Niesamogwintujący Non self-tapping		 Samogwintujący Self-tapping	
	G=7,5mm	G=12mm	G=7,5mm	G=12mm
30	270430	270630	275430	275630
35	270435	270635	275435	275635
40	270440	270640	275440	275640
45	270445	270645	275445	275645
50	270450	270650	275450	275650
55	270455	270655	275455	275655
60	270460	270660	275460	275660
65	270465	270665	275465	275665
70	270470	270670	275470	275670



Wkręt do kości udowej ZESPOL Ø8,0mm
Femoral screw ZESPOL Ø8,0mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	Niesamogwintujący Non self-tapping		Samogwintujący Self-tapping	
	G=7,5mm	G=12mm	G=7,5mm	G=12mm
40	280440	280640	285440	285640
45	280445	280645	285445	285645
50	280450	280650	285450	285650
55	280455	280655	285455	285655
60	280460	280660	285460	285660
65	280465	280665	285465	285665
70	280470	280670	285470	285670
75	280475	280675	285475	285675
80	280480	280680	285480	285680
85	280485	280685	285485	285685
90	280490	280690	285490	285690
95	280495	280695	285495	285695
100	280500	280700	285500	285700



Nakrętka do wkrętów M3 – M5
Nut for screw M3 – M5

Zastosowanie Application	G [mm]	S [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
			SS
ZESPOL mikro	M3	4,5	290430
ZESPOL mini	M4	6,8	290440
ZESPOL standard	M5	8,0	290450



Łącznik M3 – M5
Connector M3 – M5

Zastosowanie Application	G [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
ZESPOL mikro	M3	291630
ZESPOL mini	M4	291640

ZESPOL standard	M5	291650
-----------------	----	--------

ZESPOL STANDARD I MINI



Zestaw wkrętów ZESPOL standard i mini nr kat. 820040
Set of screws ZESPOL standard and mini cat. no. 820040

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	1	500002
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500055
Uchwyt / Holder	1	791020
Wkręty / Screws	489	-
Łączniki / Connectors	5	-
Nakrętki / Nuts	510	-

Wkręty do kości korowej / Cortex screws STANDARD		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty/ Screws M5/ Ø 4,5mm L=24-50mm G=7,5mm	po / per 8	200424 - 200450
Wkręty / Screws M5/ Ø 5,0mm L=30-50mm G=7,5mm	po / per 8	201430 - 201450
Wkręty / Screws M5/ Ø 5,0mm L=55-80mm G=7,5mm	po / per 6	201455 - 201480
Wkręty / Screws M5/ Ø 5,0mm L=30-80mm G=12mm	po / per 3	201630 - 201680

Wkręty do kości gąbczastej / Cancellous screws - STANDARD		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty / Screws M5/ Ø 6,5mm L=30-50mm G=7,5mm	po / per 8	270430 - 270450
Wkręty / Screws M5/ Ø 6,5mm L=55-70mm G=7,5mm	po / per 3	270455 - 270470

Wkręty udowe / Femoral screws		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty / Screws M5/ Ø 8,0mm L=55-80mm G=7,5mm	po / per 3	280455 - 280480

Wkręty do kości korowej / Cortex screws MINI

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty / Screws M4/ Ø 4,0mm L=12-40mm G=6,5	po / per 6	241412 - 241440
Wkręty / screws M4/ Ø 4,5mm L=20-50mm G=6,5mm	po / per 6	202420 - 202450

Łącznik / Connector STANDARD

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Łącznik / Connector M5	5	291650

Nakrętka / Nut STANDARD AND MINI

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Nakrętki / Nuts M5 STANDARD	320	290450
Nakrętki / Nuts M4 MINI	190	290440



ZESTAW płytek ZESPOL standard i mini nr kat. 812040
Set of plates ZESPOL standard and mini cat. no. 812040

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	1	500001
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500051
Płytki / Plates	87	-


Płytki samodociskowe szerokie / Wide plate self-compressing - STANDARD		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Płytki szeroka samodocisk. 4 otw. L=82mm Wide plate self-compressing 4 holes L=82mm	4	121404
Płytki szeroka samodocisk. 4 otw. L=98mm Wide plate self-compressing 4 holes L=98mm	4	121504
Płytki szeroka samodocisk. 5 otw. L=98mm Wide plate self-compressing 5 holes L=98mm	4	121405
Płytki szeroka samodocisk. 5 otw. L=114mm Wide plate self-compressing 5 holes L=114mm	4	121505
Płytki szeroka samodocisk. 6 otw. L=114mm Wide plate self-compressing 6 holes L=114mm	4	121406
Płytki szeroka samodocisk. 6 otw. L=130mm Wide plate self-compressing 6 holes L=130mm	4	121506
Płytki szeroka samodocisk. 6 otw. L=146mm Wide plate self-compressing 6 holes L=146mm	4	121606
Płytki szeroka samodocisk. 6 otw. L=162mm Wide plate self-compressing 6 holes L=162mm	4	121706
Płytki szeroka samodocisk. 8 otw. L=146mm Wide plate self-compressing 8 holes L=146mm	4	121408
Płytki szeroka samodocisk. 8 otw. L=162mm Wide plate self-compressing 8 holes L=162mm	4	121508
Płytki szeroka samodocisk. 8 otw. L=178mm Wide plate self-compressing 8 holes L=178mm	4	121608
Płytki szeroka samodocisk. 8 otw. L=194mm Wide plate self-compressing 8 holes L=194mm	4	121708

Płytki wąskie samodociskowe mini / Narrow plates self-compressing mini		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Płytki wąska samodoc. mini 4 otw. L= 78mm Narrow plate self-comm. 4 holes mini L=78mm	4	122404
Płytki wąska samodoc. 4 otw. mini L= 94mm Narrow plate self-comm.. 4 holes mini L=94mm	4	122504
Płytki wąska samodoc. 5 otw. mini L= 94mm Narrow plate self-comm. 5 holes mini L=94mm	4	122405
Płytki wąska samodoc. 5 otw. mini L= 110mm Narrow plate self-comm. 5 holes mini L=110mm	4	122505
Płytki wąska samodoc. 6 otw. mini L= 110mm Narrow plate self-comm.. 6 holes mini L=110mm	4	122406
Płytki wąska samodoc. 6 otw. mini L= 126mm Narrow plate self-comm. 6 holes mini L=126mm	4	122506

Płytkę wąską samodoc. 6 otw. mini L= 142mm Narrow plate self-comm. 6 holes mini L=142mm	4	122606
--	---	--------

Płytki udowe / Femoral plates		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Płytkę udowa 8 otw. L=162mm Thigh plate 8 holes L=162mm	1	124508
Płytkę udowa 8 otw. L=178mm Thigh plate 8 holes L=178mm	1	124608
Płytkę udowa 8 otw. L=194mm Thigh plate 8 holes L=194mm	1	124708

Płytki kształtowe / Shaped plates		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Płytkę ramienna mini / Shoulder plate mini	1	181430
Płytkę ramienna / Shoulder plate	1	181431
Płytkę łokciowa mini / Elbow plate mini	1	181420
Płytkę łokciowa / Elbow plate standard	1	181421
Płytkę Y / Y plate	1	183445
Płytkę widelcowa mini / Fork plate mini	1	181440
Płytkę widelcowa / Fork plate standard	1	181441
Płytkę hakowa / Hook plate	1	181420



Instrumentarium ZESPOL standard i mini nr kat. 872040
Set of instruments ZESPOL standard and mini cat. no.
872040

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	2	500001
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500055

Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500155
Instrumenty / Instruments	31	-

Instrumenty / Instruments		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Prowadnica kostkowa/ Block guide	1	751020
Wiertło / Drill Ø 2,7x150mm	1	711027
Wiertło / Drill Ø 3,2x150mm	1	711032
Wiertło / DrillØ 4,7x150mm	1	711037
Wiertła / Drill Ø 4,7x160mm	1	711047
Gwintownik / Tap Ø 4,0x1,75mm	1	720040
Gwintownik / Tap Ø 4,5x1,75mm	1	720045
Gwintownik / TapØ 5,0x2,75mm	1	720050
Gwintownik / Tap Ø 6,5x2,75mm	1	720065
Gwintownik / Tap Ø 8,0x2,75mm	1	720080
Oslona gwintownika Ø 3,5mm / Tap sleeves Ø 3,5mm	1	730035
Oslona gwintownika Ø 4,0mm / Tap sleeves Ø 4,0mm	1	730040
Oslona gwintownika Ø 4,5mm / Tap sleeves Ø 4,5mm	1	730045
Oslona gwintownika Ø 5,0mm / Tap sleeves Ø 5,0mm	1	730050
Oslona gwintownika Ø 6,5mm / Tap sleeves Ø 6,5mm	1	730065
Oslona gwintownika Ø 8,0mm / Tap sleeves Ø 8,0mm	1	730080
Miarka głębokości / Depth gauge L=90mm	1	770020
Przymiar / Gauge	1	770000
Miarka do wkrętów / Rule for screws	1	770030
Klucz płaski / Flat spanner	1	760030
Uchwyt / Holder	1	791020
Klucz uniwersalny – standard / Spanner	1	760000
Klucz z pokrętką standard / Spanner with handle -standard	1	761020
Klucz uniwersalny – mini / Spanner - mini	1	761000
Klucz z pokrętką – mini / Spanner with handle - mini	1	760020
Klucz maszynowy / Nut spanner	1	761050
Klucz maszynowy mini / Nut spanner - mini	1	760050
Płyta montażowa 7 otworowa / Fitting plate 7 holes	1	751007
Płyta montażowa 11 otworowa / Fitting plate 11 holes	1	751011
Płyta montażowa 15 otworowa / Fitting plate 15 holes	1	751015
Płyta montażowa 19 otworowa / Fitting plate 19 holes	1	751019

ZESPOL DO KOŚCI DROBNYCH MIKRO / ZESPOL FOR SMALL BONES MICRO



Zestaw implantów ZESPOL mikro nr kat. 824041
Set of implants ZESPOL micro cat. no. 824041

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	1	500001
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500052
Uchwyt / Holder	1	790020
Wkręty / Screws	198	-
Łączniki / Connectors	22	-
Nakrętki / Nuts	230	-
Płytki / Plates	18	-

Wkręty do kości drobnych / Screws for small bones		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty / Screws M3/ Ø 2,7 L=8-24mm	po / per 6	221408 - 221424
Wkręty / Screws M3/ Ø 2,7 L=8-24mm	po / per 3	221608 - 221624
Wkręty / Screws M3/ Ø 3,5 L=10-34mm	po / per 6	224410 - 224434
Wkręty / Screws M3/ Ø 3,5 L=10-34mm	po / per 3	224610 - 224634

Łączniki i nakrętki MIKRO/ Connectors and nuts MICRO		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Łącznik M3 / Connector M3	22	291630
Nakrętki M3 / Nuts M3	230	290430

Płytki do kości drobnych mikro / Plates for small bones micro		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Płytki do kości drobnych 2 otw. L=16, 24mm	po / per 3	123402; 123502
plytki 4 otworowe L=32, 40mm	po / per 3	123404; 123504

plytki 6 otworowe L=56, 72mm	po / per 3	123406; 123506
------------------------------	---------------	----------------

Instrumentarium ZESPOL mikro nr kat. 871040
Set of Instruments ZESPOL mikro cat. no. 871040

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	1	500001
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500054
Instrumenty / Instruments	11	-

Instrumenty / Instruments		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Prowadnica kostkowa – mikro Blocks guide - micro	1	750020
Wiertło Ø 2,0mm Drill Ø 2,0mm	1	711020
Gwintownik Ø 2,7x1,0mm Tap Ø 2,7x1,0mm	1	720027
Gwintownik Ø 3,5x1,75mm Tap Ø 3,5x1,75mm	1	721035
Oslona gwintownika Ø 2,7mm Tap sleeve Ø 2,7mm	1	730027
Oslona gwintownika Ø 3,5mm Tap sleeve Ø 3,5mm	1	730035
Miarka głębokości L=50mm Depth gauge L=50mm	1	771020
Miarka do wkrętów Rule for screws	1	771030
Przymiar Gauge	1	770005
Klucz uniwersalny – mikro Universal spanner - micro	1	760010
Penseta Forceps	1	790020

ZESPOL NASADA

Implanty i instrumentarium zestaw nr kat. 818042

Set of implants and instruments cat. no. 818042


Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	1	500002
Paleta sterylizacyjna Tray sterilisation	1	500056
Wkręty / Screws	77	-
Nakrętki / Nuts	80	-
Płytki / Plates	8	-
Instrumenty / Instruments	14	-

Wkręty korowe / Cortex screws		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty M5 dia 5,0x1,75 L=30-80mm Screws M5 dia 5,0x1,75 L=30-80mm	Po/ per 7	201430 - 201480

Płytki T / Plates T		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Płytki H=20mm; L=96mm Plate H=20mm L=96mm	2	182420
Płytki H=26mm; L=96mm Plate H=26mm L=96mm	2	182426
Płytki H=20mm; L=112mm Plate H=20mm L=112mm	2	182520
Płytki H=26mm; L=112mm Plate H=26mm L=112mm	2	182526

Nakrętki / Nuts		
Nazwa/ Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Nakrętki M5 / Nuts M5	80	290450


Instrumenty T / Instruments T		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Prowadnica T	1	750050
Pręt ustalający Ø 3,5	6	751328
Przymiar T	1	770010
Wiertło Ø 3,7 / Drill Ø 3,7	1	711037
Gwintownik Ø 5,0x1,75mm Tap Ø 5,0x1,75mm	1	720050
Miarka głębokości	1	770020
Klucz z pokrętką	1	761020
Klucz płaski	1	760030
Uchwyt / Holder	1	791020



Płyta montażowa Zespól

L [mm]	Ilość otworów	Nr katalogowy / Catalogue No
114	7	751007
178	11	751011
242	15	751015
306	19	751019

APARAT KOMPRESYJNO-DYSTRAKCYJNY KOD



Aparat kompresyjno-dystrykcyjny KOD nr kat. 910801

W skład zestawu wchodzi Set include	Nr katalogowy Catalogue No
Klucz płaski 13mm Wrench 13mm	761330



Kontakt Contact

BHH MIKROMED Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza; Poland

tel. /+48 / 322 610 220,
fax /+48 / 322 646 885,
www.mikromed.pl